

精液検査を受ける方へ

<目的>

精液の状態（精子の数や運動）を調べる。

<注意点>

正確な検査結果を得る為に、検査前3～4日は禁欲期間（射精のない状態）をおいてください。

* ご主人様の保険証を必ずお持ちください。

<採取方法>

- ① ケースに名前を記入したシールを貼り、それに直接採取してください。
- ② ふたはしっかりと閉めてください。
- ③ 採取時間を外袋に記入してください。
- ④ 新鮮なほど結果は正確ですので、なるべく早くお持ちください。（2～3時間以内）
- ⑤ ケースは横にしたりせずなるべく平行を保ち、振ったりしないで持参してください。
- ⑥ 来院されたら受け付け係りにお渡しください。

ご主人様も一緒に検査結果を見ることが出来ますので、希望される方は御来院ください。

* なお、来院前に予約をおとりになってから
御来院ください。